

Лабораторная посуда



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Клеверообразные диспергирующие ёмкости из боросиликатного стекла

Особенности

- Термостойкие. Вследствие низкого коэффициента температурного расширения выдерживают нагрев более 500 °С, а также значительные перепады температур и давления;
- Гладкие, с низкой адгезией, благодаря чему изделия легко очищать;
- Не впитывают реагенты, влагу, запахи;
- Прочные, их сравнительно тяжело разбить;
- Обладают высокой прозрачностью, вследствие чего за течением процессов в сосудах удобно наблюдать.
- Клеверообразная форма сосудов позволяет избежать турбулизации потока. Образец равномерно измельчается по всему объёму пробы.



Модель	Ø / Н (mm)	Объем	Толщина стекла	Резьба	Отверстие
Открытые					
GS 15	30 / 100	35 ml	2.8 mm	–	–
GS 25	54 / 150	150 ml	3.5 mm	–	–
GS 40	80 / 200	500 ml	3.5 mm	–	–
GS 50	90 / 250	1000 ml	3.5 mm	–	–
GS 60	100 / 300	1300 ml	3.5 mm	–	–



С винтовой крышкой и уплотнением					
GS 15K	30 / 100	35 ml	2.8 mm	GL25	–
GS 25K	54 / 150	150 ml	3.5 mm	GL45	–
GS 40K	80 / 200	500 ml	3.5 mm	GL45	–
GS 50K	90 / 250	1000 ml	3.5 mm	GLS80	–
GS 60K	100 / 300	1300 ml	3.5 mm	GLS80	–



Крышка с уплотнением и отверстием					
GS 15KL08	30 / 100	35 ml	2.8 mm	GL25	8 mm
GS 15KL12	30 / 100	35 ml	2.8 mm	GL25	12 mm
GS 25KL12	54 / 150	150 ml	3.5 mm	GL45	12 mm
GS 25KL20	54 / 150	150 ml	3.5 mm	GL45	20 mm
GS 40KL20	80 / 200	500 ml	3.5 mm	GL45	20 mm
GS 40KL26	80 / 200	500 ml	3.5 mm	GL45	26 mm
GS 50KL20	90 / 250	1000 ml	3.5 mm	GLS80	20 mm
GS 50KL26	90 / 250	1000 ml	3.5 mm	GLS80	26 mm
GS 60KL20	100 / 300	1300 ml	3.5 mm	GLS80	20 mm
GS 60KL26	100 / 300	1300 ml	3.5 mm	GLS80	26 mm

Сосуды цилиндрической формы из нержавеющей стали



Модель	Ø/Н (mm)	Объем	Толщина стенок	Вес
--------	----------	-------	----------------	-----

С крючкообразными ручками

GS100-1	105 / 150	1000 ml	1.0 mm	412 g
GS100-2	135 / 170	2000 ml	1.2 mm	580 g
GS100-3	165 / 180	3000 ml	1.2 mm	725 g
GS100-4	185 / 185	4000 ml	1.2 mm	872 g
GS100-5	185 / 225	5000 ml	1.2 mm	998 g
GS100-6	185 / 265	6000 ml	2.0 mm	1122 g
GS100-8	210 / 270	8000 ml	2.0 mm	1350 g
GS100-10	230 / 280	10 000 ml	2.0 mm	1550 g



С ручками и крышкой

GS100-1.C	105 / 150	1000 ml	1.0 mm	495 g
GS100-2.C	135 / 170	2000 ml	1.2 mm	720 g
GS100-3.C	165 / 180	3000 ml	1.2 mm	905 g
GS100-4.C	185 / 185	4000 ml	1.2 mm	1099 g
GS100-5.C	185 / 225	5000 ml	1.2 mm	1225 g
GS100-6.C	185 / 265	6000 ml	2.0 mm	1349 g
GS100-8.C	210 / 270	8000 ml	2.0 mm	1671 g
GS100-10.C	230 / 280	10 000 ml	2.0 mm	1922 g



С ручками, крышкой и подставкой-держателем

GS100-1.C.B.	105 / 150	1000 ml	1.0 mm	—
GS100-2.C.B.	135 / 170	2000 ml	1.2 mm	—
GS100-3.C.B.	165 / 180	3000 ml	1.2 mm	—
GS100-4.C.B.	185 / 185	4000 ml	1.2 mm	—
GS100-5.C.B.	185 / 225	5000 ml	1.2 mm	—
GS100-6.C.B.	185 / 265	6000 ml	2.0 mm	—
GS100-8.C.B.	210 / 270	8000 ml	2.0 mm	—
GS100-10.C.B.	230 / 280	10 000 ml	2.0 mm	—



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93